Avaliação da Aplicabilidade de Técnicas FT-IR de Reflexão (UATR) e de Transmissão para a Determinação do Teor de Acrilonitrila (AN) em NBR

Natália B. Sanches

Instituto Tecnológico da Aeronáutica e Centro Logístico da Aeronáutica

Milton F. Diniz, Luis C. Alves, Jorge C. N. Dutra, Silvana N. Cassu, Margarete F. P. Azevedo, Rita C. L. Dutra Divisão de Química, Instituto de Aeronáutica e Espaço, CTA

Resumo: Amostras vulcanizadas de copolímero de butadieno e acrilonitrila (NBR), contendo teor conhecido de acrilonitrila (AN), foram preparadas nos laboratórios do IAE como amostras de referência para a elaboração de curvas analíticas (ou de calibração), visando à determinação do teor de AN em NBR, por meio de técnicas FT-IR de reflexão (UATR) de última geração e as conhecidas de transmissão. A preparação das amostras foi feita por pirólise, sem e com controle de temperatura, introduzindo uma nova forma de recolhimento do pirolisado. A banda FT-IR analítica, característica de AN, usada no estudo foi a encontrada em 2237 cm⁻¹, sendo 1455 cm⁻¹ a banda de referência, atribuída aos grupos CH₂ e CH₃. Os valores da absorvância relativa A_{2237}/A_{1455} *vs.* teores conhecidos (nominais) de AN em NBR foram usados para elaborar curvas analíticas com boas correlações lineares (R = 0,995 para técnica de transmissão/pirólise controlada e R = 0,989 para técnica de transmissão/pirólise em bico de Bunsen). Na técnica UATR, valores de A_{2237} *vs.* os teores nominais de AN em NBR foram usados para elaborar uma curva analítica, que também apresentou boa correlação linear (R = 0,996). Ambas as curvas analíticas possibilitam a determinação dos teores de AN em NBR, em amostras em que os componentes têm a mesma composição química. Embora as técnicas apresentem precisão similar, o tempo para obtenção dos resultados (experimental e cálculo) é bem menor utilizando-se a técnica UATR para esse tipo determinação, especialmente quando o tempo de extração, etapa usada na técnica de transmissão/pirólise, é considerado.

Palavras-chave: Acrilonitrila, copolímero de butadieno e acrilonitrila ou borracha nitrílica, FT-IR, técnicas de transmissão, técnica de reflexão.

Evaluation of FT-IR (UATR and Transmission) Techniques for Determination of AN Content in NBR Samples

Abstract: NBR samples with known contents of acrilonitrile (AN) were prepared at IAE laboratories as reference samples for producing an analytical curve to determine the content of AN and NBR, using new methods of transmission (pyrolysis) and UATR/FT-IR techniques. The chosen FT-IR analytical band for AN was 2237 cm⁻¹ for transmission (pyrolysis) and UATR technique. The reference band chosen in transmission pyrolysis technique was 1455 cm⁻¹. Values of A_{2237}/A_{1455} relative absorbance (transmission pyrolysis technique) and of A_{2237} (UATR technique) *vs.* the AN contents data were used to elaborate analytical curves with good linear correlations (R = 0.995 e R = 0.989) - transmission pyrolysis technique) and R = 0.996 (UATR technique), which allows one to determine contents of AN in NBR samples of similar composition. Even though the techniques showed similar accuracy, the time required for the analysis is smaller with the UATR technique, especially if the time for extraction for applying the transmission pyrolysis technique is also considered.

Keywords: Acrilonitrile, butadiene-acrilonitrile copolymer, FT-IR, transmission pyrolysis, UATR.

Introdução

Como é conhecido, propriedades de NBR, como tensão de ruptura, dureza, entre outras, variam em função do teor de AN^[1,2] Os teores de AN variam de 28% (baixo teor) a 45% (ultra-alto teor), existindo quatro teores básicos disponíveis, 18, 33, 39 e 45%, porém valores intermediários podem ser obtidos, misturando-se duas borrachas nitrílicas com teores diferentes de AN. As borrachas NBR de ultra-alto teor de AN (45%) são empregadas na confecção de artefatos que

trabalham sob condições extremas de resistência a óleos e uma ótima flexibilidade a baixas temperaturas. Em geral, as borrachas NBR de médio teor (33%) atendem à grande maioria das especificações, entre elas às exigidas pelo setor aeroespacial. À medida que o teor de AN aumenta, a borracha nitrílica torna-se mais plástica e menos compatível com plastificantes^[1,2].

Fica claro, então, que o desenvolvimento de metodologias rápidas, de baixo custo, que indiquem, com precisão,

Autor para correspondência: Rita C. L. Dutra, Divisão de Química, Instituto de Aeronáutica e Espaço, AQI, CTA, CEP: 12 228-904, São José Campos, SP, Brasil. E-mail: chefia.aqi@iae.cta.br

o teor de AN em NBR, é atrativo e importante para diversos setores da indústria de elastômeros, incluindo setores de ponta, como o aeroespacial^[3].

Também é conhecido, que a espectroscopia no infravermelho (IR) pode ser usada para identificar, caracterizar e quantificar elastômeros e suas misturas^[4-7].

A técnica de transmissão/pirólise sem controle de temperatura, ou seja, por bico de Bunsen, tem sido usada nos laboratórios da AQI/IAE para identificação de borrachas, ensaio acreditado pelo INMETRO. Outros trabalhos têm sido realizados em nossos laboratórios, empregando-se a pirólise controlada para diferentes tipos de materiais, incluindo elastômeros, de modo qualitativo^[8,9] e quantitativo^[10], com bons resultados.

Atualmente, novas adaptações em pirolisadores (Figura 1) têm sido propostas por Diniz, um dos autores, em nossos laboratórios (IAE/AQI), visando aumentar a quantidade de pirolisado para análise por FT-IR de materiais. Deste modo, um pirolisador foi idealizado, fabricado pela empresa Láctea, para aplicação em estudos quantitativos e usado, neste trabalho, para elastômeros.

Outra técnica FT-IR, de última geração, UATR, também está sendo usada, atualmente, nos laboratórios da AQI/IAE, para diferentes materiais, apresentando resultados quantitativos, com boa precisão^[11,12].

A Figura 2 mostra o acessório UATR contendo ZnSe e diamante, utilizado neste trabalho. O alto índice de refração do elemento ATR é adequado para obtenção de espectros de excelente qualidade para a maior parte das substâncias, com grau de penetração da radiação na amostra em torno de 1-2 μ m. A dureza e a estabilidade química do diamante permite a obtenção direta de espectros de materiais, com bom contato entre a amostra e o cristal^[13].

Borrachas são facilmente analisadas por técnicas de reflexão similares. A força do probe de análise pode ser ajustada a fim de se obter o contato mais adequado, uma vez que diferentes níveis de pressão influenciam diretamente as intensidades do espectro ATR obtido, o que impacta diretamente em resultados quantitativos^[13].



Figura 1. Pirolisador usado nesse trabalho/recolhimento dos pirolisados.



Figura 2. Acessório UATR usado nesse trabalho.

Mediante o exposto e com base nas características das técnicas FT-IR de reflexão (UATR) e transmissão (pirólise controlada), ambas disponíveis nos laboratórios da AQI/IAE, resolveu-se aplicá-las à determinação de AN em NBR, comparando-se dados como: tempo de análise e precisão.

Experimental

Amostras cruas de NBR, gentilmente, cedidas pela empresa Nitriflex, com diferentes teores de AN (N 726-28%, N 7-30%, N 608-33%, N 300-39% e N 206-46%) foram utilizadas para preparar, nos laboratórios da AQI/IAE, amostras vulcanizadas, conforme a formulação (phr e %) mostrada na Tabela 1. Após mistura em misturador de rolos, foram moldadas sob pressão em placa de espessura 2 mm a 155 °C por 15 minutos, tempo ótimo fornecido pelo reograma da mistura.

Na análise por FT-IR (técnica pirólise em bico de Bunsen), as amostras de borracha foram picadas e extraídas por 8 horas em extrator de Soxhlet, utilizando-se metanol como solvente. Após evaporação do solvente em estufa, foi colocada uma quantidade fixa de 0,3 g de amostra em cada tubo de pirólise. Foram feitas cinco alíquotas para cada amostra. Os tubos foram então levados para a chama do bico de Bunsen, colocados sempre numa mesma altura da chama (marcada com a ajuda de um suporte universal e uma garra para determinar a mesma posição do tudo a cada pirólise). Desde que a característica da técnica pirólise em bico de Bunsen é não haver controle de temperatura, foi feita uma tentativa de avaliar a

Tabela 1. Formula	ação das amostras	de NBR com	diferentes teores	s de AN.
-------------------	-------------------	------------	-------------------	----------

Ingrediente	phr	%
NBR	100	74,6
ZnO	5	3,74
Ac. Esteárico	1	0,75
Caolim	20	14,9
DOP	5	3,73
TMTD	1	0,75
MBTS	1,5	1,12
S	0,5	0,37

temperatura utilizada nos ensaios, com termopar e mantendo-se a capela ligada. Foram feitas 5 medidas de temperatura no interior do tubo de pirólise, durante o aquecimento em bico de Bunsen. Estes ensaios foram realizados utilizandose: 2 termopares tipo K com isolação mineral de 1,5 mm de diâmetro; Sistema 5000, Vishay Measurement Group, Inc; Scanner modelo 5100, sn: 125029; Cartão de leitura de temperatura, modelo 5120, sn: 126155; Cartão de interface, modelo PC5101A, sn: 149393; Notebook Tochiba Satellite, sn: X3151156P; *Software* Strainsment – Versão 3.1.14.490 -Vishay Measurement Group, Inc.

Com 15 segundos de chama, começam a sair os primeiros vapores e inicia-se a condensação dos vapores na parte fria do tubo. Foi colocado um vidro de relógio pouco abaixo da extremidade do tubo de pirólise para que fosse recolhido o pirolisado. Com 40 segundos de queima a pirólise está completa. Com o auxílio de uma espátula, algumas gotas do pirolisado foram transferidas para a célula de KBr e analisadas, imediatamente, em espectrômetro FT-IR SPECTRUM ONE PERKIN ELMER (resolução 4 cm⁻¹, ganho 1, 4000 a 400 cm⁻¹, 40 varreduras) como filmes líquidos com espaçador de 0,025 mm.

Para a análise por FT-IR (técnica pirólise controlada), as amostras de borracha foram picadas e extraídas por 8 horas em metanol. Após evaporação do solvente, em estufa, foi colocada uma quantidade fixa de 0,3 g de amostra em cada tubo de pirólise.

Foram analisadas cinco alíquotas de cada amostra. Os tubos foram inseridos nos orifícios do pirolisador (já mostrados na Figura 1) na temperatura ambiente (somente até a profundidade onde estava a amostra). O pirolisador, foi então ligado, permitindo o aquecimento e quando atingiu a temperatura de 500 °C, os tubos foram introduzidos até o limite para que a borracha fosse toda pirolisada. Durante o aquecimento, ocorre a expansão dos gases liberados e a amostra tende a ser impulsionada para fora do tubo. O procedimento descrito para introdução do tubo foi feito com o objetivo de minimizar este efeito e garantir a pirólise completa de toda a amostra.

Pequenos beckers foram colocados próximos às bocas de cada tubo para recolher as gotas do pirolisado, conforme já mostrado na Figura 1.

Ao atingir a temperatura de 550 °C, há uma boa estabilização de temperatura com uma precisão excelente em torno de 0,5 °C. As amostras foram mantidas nesta temperatura por 10 minutos, quando então o pirolisador foi desligado.

Os tubos foram retirados e os seus pirolisados foram analisados, imediatamente, em espectrômetro FT-IR SPECTRUM ONE PERKIN ELMER (resolução 4 cm⁻¹, ganho 1, 4000 a 400 cm⁻¹, 40 varreduras) como filmes líquidos com espaçador de 0,025 mm.

Na técnica UATR, as amostras de borracha foram cortadas ao meio, de modo que a somente a parte interna do material ficasse em contato com o cristal, visando a análise específica do interior da amostra, sem interferência de espécies de superfície. Foram então analisadas, sem extração, cinco alíquotas de cada amostra. As amostras cortadas (em torno de 5 mm) foram, simplesmente, colocadas em contato com a superfície do cristal de ZnSe com diamante, e foi aplicado um torque de 100 N com o braço articulado.

Resultados e Discussão

Análise FT-IR

Técnica de transmissão/pirólise controlada

A Figura 3 inclui os espectros FT-IR de transmissão (pirólise controlada) de algumas amostras de NBR estudadas. A linha de base para a banda 2237 cm⁻¹ (A₁), atribuída ao grupo nitrila C \equiv N de AN foi traçada de 2314 a 2112 cm⁻¹ e para a banda de referência escolhida, 1455 cm⁻¹ (A₂), atribuída aos grupos CH₂ e CH₃, de 1810 a 671 cm⁻¹.

Pode-se observar que as intensidades das bandas estão relacionadas ao teor de AN em NBR, como esperado pela Lei de Lambert-Beer^[14]. Com base nesta lei, e em concordância com o observado por Gedeon e colaboradores^[5], um entendimento das limitações do uso de pirólise IR para análise quantitativa deve ser feito. Para aplicar a lei de de Lambert-Beer a esta análise, os dados devem ser colocados em função da porcentagem da composição, Então, valores medianos de absorvância relativa A_{2237}/A_{1455} (A_1/A_2) de cinco (5) análises, foram calculados e colocados em função do teor de AN em NBR, para contornar problemas de variação de espessura.

A Tabela 2 apresenta os valores de (A_1/A_2) (técnica: de transmissão/pirolise controlada) em função dos dados relativos ao teor de AN em NBR. Os valores de desvio médio padrão e relativo foram calculados de acordo com Hórak^[15], forma adotada em todos os trabalhos anteriores do grupo^[7,10-12] contendo análises quantitativas IR.

O erro relativo encontrado na metodologia pirólise controlada (1%) está dentro dos limites de precisão do espectrômetro FT-IR, $\leq 2\%$.

A Figura 4 mostra a curva analítica (técnica de transmissão/pirólise controlada). (A_{2237}/A_{1455}) vs. teor de AN (%p/p)



Figura 3. Espectros FT-IR (técnica de transmissão/pirólise controlada) de algumas amostras de NBR estudadas: a) 28% AN; b) 33% AN; e c) 46% AN.

Amostra	Banda analítica 2237 cm ⁻¹	Banda referência 1455 cm ⁻¹	A_2237/1455	Mediana	Desvio médio padrão	Desvio relativo (%)
N 726	0,227	1,222	0,185			
(28%)	0,183	0,030	0,178			
	0,203	1,139	0,178	0,178	0,002	1,29
	0,228	1,290	0,177			
	0,205	1,184	0,173			
N 7	0,242	1,273	0,190			
(30%)	0,250	1,289	0,194			
	0,238	1,241	0,192	0,192	0,001	0,40
	0,221	1,153	0,191			
	0,258	1,338	0,193			
N 608	0,257	1,127	0,203			
(33%)	0,303	1,527	0,198			
	0,408	2,005	0,203	0,203	0,004	2,08
	0,407	2,077	0,196			
	0,353	1,621	0,218			
N 300	0,340	1,479	0,230			
(39%)	0,278	1,163	0,239			
	0,376	1,635	0,230	0,239	0,002	0,80
	0,284	1,183	0,240			
	0,303	1,264	0,240			
N 206	0,394	1,488	0,265			
(46%)	0,500	1,836	0,272			
	0,424	1,635	0,259	0,265	0,003	1,09
	0,511	1,986	0,257			
	0,472	1,781	0,265			

Tabela 2. Dados FT-IR (técnica de transmissão/pirólise controlada) de borrachas NBR com diferentes teores de AN.



Figura 4. Curva analítica FT-IR (técnica de transmissão/pirólise controlada): (A_{2237}/A_{1455}) *vs.* teores nominais de AN.

em NBR. Da curva analítica (Tabela 2), a seguinte correlação (R = 0,995) é proposta:

$$Y = 0,0049x + 0,0444 \tag{1}$$

onde y = valor mediano de A_{2237}/A_{1455} e x, o teor nominal de AN(%p/p) em NBR.

Pirólise em bico de Bunsen

Mesmo a técnica tendo como característica, a falta de controle de temperatura, foi feita uma tentativa para estimar a temperatura utilizada nos ensaios, conforme descrito no experimental. Foram realizados 5 ensaios e cada ensaio gerou aproximadamente 2400 pontos de temperatura, foram adotadas para se calcular a média, apenas o valor de temperatura em 40 segundos de queima, pois este tempo representa o final da pirólise, os valores obtidos foram: 541, 615, 604, 597 e 592 °C, sendo a média dos valores, 590 °C.

A Figura 5 inclui os espectros FT-IR de transmissão (pirólise em bico de Bunsen) de algumas amostras de NBR estudadas. A linhas de base para as bandas 2237 cm⁻¹ (A₁) e 1455 cm⁻¹ (A₂) foram as mesmas usadas na técnica pirólise controlada.

Pode-se observar, que do mesmo modo que a técnica de transmissão/pirólise controlada, as intensidades das bandas estão relacionadas ao teor de AN em NBR, como esperado pela Lei de Lambert-Beer^[14]. O mesmo tipo de cálculo usado para a técnica de transmissão/pirólise controlada, foi feito.

A Tabela 3 apresenta os valores de (A_1/A_2) (técnica de transmissão/pirolise em bico de Bunsen) em função dos dados relativos ao teor de AN em NBR. Os valores de desvio médio padrão e relativo foram calculados de acordo com Hórak^[15], forma adotada em todos os trabalhos anteriores do grupo^[7,10-12] contendo análises quantitativas IR.

O erro relativo encontrado na metodologia, usandose a técnica de transmissão/pirólise em bico de Bunsen (1%) está dentro dos limites de precisão do espectrômetro FT-IR, $\leq 2\%$.



Figura 5. Espectros FT-IR (técnica de transmissão/pirólise em bico de Bunsen) de algumas amostras de NBR estudadas: a) 28% AN; b) 30% AN; c) 33% AN; d) 39% AN; e e) 46% AN.

A Figura 6 mostra a curva analítica (técnica de transmissão/pirólise controlada). (A_{2237}/A_{1455}) *vs.* teor de AN (%p/p) em NBR. Da curva analítica (Tabela 3), a seguinte correlação (R = 0....) é proposta:



Figura 6. Curva analítica FT-IR (técnica pirólise em bico de Bunsen): (A_{2237}/A_{1455}) *vs.* teores nominais de AN.

$$Y = 0.0128x + 0.019$$
(2)

onde y = valor mediano de A_{2237}/A_{1455} e x, o teor nominal de AN (%p/p) em NBR.

Análise por reflexão/UATR

A Figura 7 inclui os espectros de reflexão/UATR de algumas amostras de NBR estudadas. Pode-se observar que além da intensidade da banda em 2237 cm⁻¹ estar relacionada ao teor de AN em NBR, como esperado pela Lei de Lambert-Beer^[15], nota-se ainda, no aspecto qualitativo, que a banda do polímero

Tabela 3. Dados FT-IR (técnica de transmissão /pirólise em bico de Bunsen) de borrachas NBR com diferentes teores de AN

Amostra	Banda analítica 2237 cm ⁻¹	Banda referência 1455 cm ⁻¹	A _{2237/1455}	Mediana	Desvio médio padrão	Desvio relativo (%)
N 726	0,269	0,706	0,381			
(28%)	0,257	0,690	0,372			
	0,252	0,681	0,370	0,372	0,007	1,88
	0,308	0,758	0,406			
	0,257	0,695	0,370			
N 7	0,296	0,701	0,422			
(30%)	0,284	0,687	0,413			
	0,300	0,718	0,417	0,413	0,002	0,48
	0,283	0,691	0,409			
	0,286	0,695	0,411			
N 608	0,309	0,702	0,440			
(33%)	0,305	0,710	0,429			
	0,299	0,711	0,420	0,429	0,004	0,93
	0,301	0,699	0,431			
	0,304	0,721	0,422			
N 300	0,371	0,690	0,538			
(39%)	0,351	0,655	0,536			
	0,364	0,676	0,538	0,538	0,002	0,37
	0,367	0,689	0,533			
	0,366	0,673	0,544			
N 206	0,404	0,701	0,576			
(46%)	0,444	0,724	0,613			
	0,413	0,675	0,611	0,600	0,007	1,17
	0,427	0,713	0,599			
	0,424	0,707	0,600			



Figura 7. Espectros FT-IR (técnica de reflexão/UATR) de algumas amostras de NBR estudadas: a) 28% AN; b) 33% AN; e c) 46% AN.

NBR dos grupos C = C trans, em 970 cm⁻¹, é bem evidenciada, além de pequena absorção em 1725 cm⁻¹, que pode ser atribuída ao grupo C = O de algum aditivo carbonilado. Essas diferenças em relação aos espectros de NBR obtidos pela técnica pirólise controlada podem ser relacionadas com as características das técnicas. A pirólise é uma degradação térmica e no caso de elastômeros^[4,8], as absorções do pirolisado, após extração, estão associadas com o respectivo monômero. No caso do método de reflexão/UATR, as absorções do polímero e de espécies de superfície, que podem ser aditivos, são visualizadas.

A Tabela 4 apresenta os valores de (A_1) (método de reflexão/UATR) em função dos dados relativos ao teor de AN em NBR. O erro relativo encontrado na metodologia pirólise controlada (1%) está dentro dos limites de precisão do espectrômetro FT-IR, $\leq 2\%$.

A Figura 8 mostra a curva analítica UATR (A_{2237}) vs. teor de AN (%p/p) em NBR. Da curva analítica (Tabela 3), a seguinte correlação (R = 0,996) é proposta:

$$Y = 0,0014x - 0,002 \tag{3}$$

onde y = valor mediano de A_{2237} e x, o teor nominal de AN(%p/p) em NBR.

Considerando-se dois fatores: 1) a mistura de duas borrachas NBR com diferentes teores de AN fornece borracha nitrílica com valor intermediário de acrilonitrila^[1,2]; e 2) o tempo gasto para análise, usando-se a técnica de transmissão/pirólise em bico de Bunsen é menor que o da técnica de transmissão/pirolise controlada, decidiu-se manufaturar, em nossos laboratórios, misturas de borrachas NBR, de teor de AN conhecido, usá-las para teste das curvas e analisá-las por meio da técnica de transmissão/pirólise em bico de Bunsen em comparação à de reflexão/UATR. A precisão dos dados obtidos das analises FT-IR por ambos procedimentos (transmissão/pirólise em bico de Bunsen e reflexão/UATR) é mostrada na Tabela 5. Os resultados foram considerados bons, havendo concordância entre as técnicas.

Embora as técnicas de reflexão/UATR e de transmissão, usando pirólise controlada ou em bico de Bunsen para pre-

Tabela 4. Dados FT-IR	(reflexão/UATR)	de borrachas	NBR con	n diferentes
teores de AN.				

Amostra	Banda analítica 2237 (cm ⁻¹)	Mediana	Desvio padrão	Desvio relativo (%)
N 726	0,038			
28%	0,038			
	0,039	0,039	0,000	0,99
	0,039			
	0,040			
N 7	0,040			
30%	0,040			
	0,041	0,041	0,000	0,47
	0,041			
	0,041			
N 608	0,042			
33%	0,044			
	0,045	0,045	0,001	1,71
	0,046			
	0,046			
N 300	0,054			
39%	0,055			
	0,056	0,056	0,001	1,03
	0,056			
	0,057			
N 206	0,062			
46%	0,064			
	0,064	0,064	0,001	0,90
	0,065			
	0,065			
0,070 0,065 0,060 0,055 0,050 kg 0,045 V 0,040 0,035	6-1 ⁻¹			^
0.030				

Figura 8. Curva analítica FT-IR (técnica de reflexão/UATR): $(A_{2237}) vs.$ teores nominais de AN.

paração de amostras, apresentem precisão similar, o tempo para obtenção dos resultados (experimental e cálculo) é menor utilizando-se a técnica UATR (30 minutos) contra 1 hora 30 minutos, técnica pirólise controlada ou em bico de Bunsen, sem extração, para esse tipo determinação.

Apesar da banda analítica, 2237 cm⁻¹ ser a mesma para as técnicas e estar em região intermediária do espectro FT-IR, livre de bandas vizinhas, e deste modo para a determinação não haveria necessidade de extração das amostras, no caso da pirólise controlada e em bico de Bunsen, essa etapa foi necessária pois foi usada banda de referência, situada na região

Amostra	Banda analítica 2237 (cm ⁻¹) (UATR)	Valor mediano- banda analítica 2237 (cm ⁻¹) (UATR)	Banda relativa A ₂₂₃₇ /A ₁₄₅₅ (cm ⁻¹) (pirólise em bico de Bunsen)	Valor mediano-banda relativa A ₂₂₃₇ /A ₁₄₅₅ (cm ⁻¹) (pirólise em bico de Bunsen)	Desvio relativo (pirólise em bico de Bunsen) (%)	Desvio relativo (UATR) (%)	Teor de AN téorico (%)	Concentração de AN por UATR (% m/m)	Concentração de AN por pirólise em bico de Bunsen (% m/m))
Mistura de	0,054		0,543						
N 386B e	0,055		0,527						
N 300	0,054	0,054	0,534	0,529	0,57	0,74	40	40	39,8
	0,055		0,529						
	0,053		0,528						
Mistura de	0,049		0,485		0,62	0	37	36,4	36,8
N 7	0,049		0,490	0,490					
26 + N 206	0,049	0,049	0,493						
	0,048		0,486						
	0,049		0,496						

Tabela 5. Dados de precisão da metodologia FT-IR transmissão/(pirólise em bico de Bunsen e reflexão/UATR).

de impressão digital, onde a interferência de aditivos é maior. O uso de extração torna bem mais expressiva a diferença entre as técnicas, com relação ao tempo de análise.

Conclusão

Foram desenvolvidos três métodos FT-IR, usando-se técnicas de reflexão (UATR), transmissão/pirólise em bico de Bunsen e transmissão/pirólise controlada, para determinar o teor de AN em formulações de NBR vulcanizadas, a partir de formulações onde a concentração de acrilonitrila seja conhecida.

Os métodos são puramente quantitativos dependentes de se ter disponível elastômeros NBR com concentração de AN conhecida para a construção da curva analítica de correlação, porém independe do tipo e teor de carga presente o que o torna uma ferramenta muito útil para controle de qualidade de processo ou recebimento de matéria prima.

Embora, as técnicas apresentem precisão similar, o tempo para obtenção dos resultados é menor utilizando-se a técnica UATR, além desta técnica de reflexão ser um ensaio não-destrutivo e requerer pequena quantidade de amostra, em torno de 5 mm.

Referências Bibliográficas

- Elastômeros nitrílicos, Nitriflex S.A. Ind e Com. (Catálogo Nitriflex) Rio de Janeiro (1984).
- Iozzi, M. A; Martins, A. M. & Mattoso, L. A. C. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 14, (2), p.92, (2004).
- Holanda, J. A. S. "A influência do tipo e teor de cargas nas propriedades mecânicas de elastômeros usados como isolantes térmicos em motores-foguetes", Tese de Mestrado, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, São José dos Campos, Brasil (2004).
- Wake, W. C.; Tidd, B. K. & Loadman, M. J. R. "Analysis of Rubber and Rubber-like Polymers", third Edition, Applied Science Publishers (1983).

- Gedeon, B. J. & Ngyuen, R. H. Rubber Division Meeting, American Chemical Society, Cleveland, Ohio, Oct 14, paper 64 (1985).
- Annual Book of ASTM Standards, Part 37 ASTM D3677 (1982).
- 7. Dutra, R. C. L. Analyse quantitative infrarouge des associations du caoutchouc, IFOCA, Paris, (1988).
- Sanches, N. B; Diniz, M. F.; Reis, T. B.; Cassu, S. N. & Dutra, R. C. L. - Polímeros: Ciência e Tecnologia, 16, (3), p.211 (2006).
- Romão, B. M. V.; Diniz, M. F; Azevedo, M. F. P; Lourenço, V. L.; Pardini, L. C. & Dutra, R. C. L. - Polímeros: Ciência e Tecnologia, 16, (3), p.94 (2006).
- Dutra, R. C. L.; Diniz, M. F.; Ribeiro, A. P.; Lourenço, V. L.; Cassu, S. N. & Azevedo, M. F. P. - Polímeros: Ciência e Tecnologia, 14, (5), 334, (2004).
- Siqueira, S. H. S.; Diniz, M. F. & Dutra, R. C. L. Polímeros: Ciência e Tecnologia, in press (2008).
- 12. Mattos, E. C. M. "Caracterização e quantificação, por meio de técnicas FT-IR, HPLC e TG, de polímeros utilizados em composições de explosivos plásticos", Tese de Doutorado, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, São José dos Campos, Brasil (2007).
- 13. PERKIN ELMER; Technical Note *Improved Performance with the New Spectrum 100 UATR Accessory* www. perkinelmer.com.
- Smith, A. L. "Applied Infrared Spectroscopy", John Wiley & Sons, New York, (1979).
- Hórak, M. & Vítek, A. "Interpretation and processing of Vibrational Spectra" John Wiley & Sons, New York, (1978).
- Dutra, R. C. L.; Lourenço, V. L.; Diniz, M. F.; Azevedo, M. F. P.; Barbosa, R. V. & Soares, B. G. Polymer Bulletin, **36**, p.593 (1996).

Enviado: 21/12/07 Reenviado: 30/03/08 Aceito: 06/05/08